


Hurtigguide Kröber O2

Kröber O2 er en oksygenkonsentrator beregnet på personer som av lege er blitt foreskrevet ekstra oksygentilførsel. Apparatet leverer eksakte mengder oksygen fra 0,1-6,0 liter/min. Oksygenet leveres til brukeren via en slange/nesebrille. Les brukermanualen før bruk. Denne guiden erstatter ikke brukermanualen.


Tilkoblinger

	<p>Plasser apparatet slik at apparatets luftinntak (luftinntaket er plassert lengst ned på apparatets ene kortsider) og luftutgang (lengst ned på ene langsiden) ikke er tildekket.</p> <p>Koble nettkabelen til en jordet kontakt.</p>
	<p>Skru adapteret (utseendet kan variere) til apparatets oksygenutløp.</p>
	<p>Koble forlengelseslangen for oksygen til adapteret.</p>
	<p>Koble sammen forlengelseslangen sammen med nesebrillen. Bruk skjøtestykket for å koble slangene sammen.</p> <p>Sett begge nesepinnene inn i nesene. Før begge tilførselsslengene over ørene. Stram til under haken.</p>

Skru på-/skru av apparatet

	<p>Start konsentratoren ved å trykke ned av/på-knappen (1) på toppen av maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none">-Oksygenkonsentratoren kjører først en selvtest.-Oksygenproduksjonen starter etter selvtesten.-Displayet viser hele tiden oksygen volumstrømmen- Bruk samme knapp for å skru av apparatet.
---	---

Justering av oksygenmengde

	<p>Trykk ned justeringsknotten (1) i minst 2 sekunder til det høres et lydsignal og tallet for oksygenstrøm begynner å blinke. Konsentratoren er nå i justeringsmodus.</p> <p>Juster oksygenstrømmen ved å vri på justeringsknotten. Øk strømmen ved å vri med klokka, reduser strømmen ved å vri mot klokka.</p> <p>Innstillingen bekreftes ved å trykke ned justeringsknotten til det høres et lydsignal.</p>
--	---

Vedlikehold og rengjøring

Konsentratoren skal ved behov tørkes av med en fuktig (ikke dyvåt) klut, slik at væske ikke trenger inn i maskinen. Benytt vanlige svake vaskemidler (dvs. oppvaskmidler, for eksempel Zalo eller lignende). Støvfilteret/luftinntaksfilteret skal rengjøres jevnlig og kan gjenbrukes flere ganger. Filterter kan støvsuges eller vaskes grundig under rennende vann. Husk at filteret må være tørt før bruk.

Intervall	Reingjøringsaktivitet
Daglig	Eventuell fukter må vaskes med varmt vann fra springen.
Daglig	Vask nesekateteret med varmt vann fra springen.
Hver 14. dag eller ved behov	Konsentratoren tørkes av.
Hver måned eller ved behov	Rengjør eller bytt luftinntaksfilteret.
Hver måned eller ved behov	Bytt nesekateter.

Meditek medisinsk utstyr AS. Rigidalen 15, 4626 Kristiansand

For mer informasjon: <http://meditek.no/produkt/krober-o2/>